

Professional Procedure Guide



A1CNow+[®]
Professional
Multi-Test HbA1c System


Introduction

- Run the test with all parts of the test kit at the same temperature within the specified range.
- If the kit has recently been at high temperatures (above 82°F) or in the refrigerator, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.
- Avoid running the test in direct sunlight, on hot or cold surfaces, or near sources of heat or cold.
- Quality control materials should be used to confirm the test kit is working properly. Refer to the product insert for information on when to run controls.




5 Mix

- Shake vigorously 6-8 times. This will mix the blood with the solution.
- Stand shaker on table while preparing cartridge.



Match Lot Numbers


Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will expire after the programmed number of tests have been run. If another test cartridge is inserted, the analyzer will display "00 TL."



6 Open Foil Cartridge Pouch*

Tear foil pouch open at the notches on the sides.

Caution: Do NOT open foil pouch until this step. Use within 2 minutes of opening. If foil pouch is damaged, do not use.



1 Open Plastic Shaker Pouch*

Tear plastic pouch open at the perforation line.



2 Collect Blood

Fingerstick method

- Use your own lancet device to draw blood.
- Gently touch blood drop to fill.




OR

Venous draw method

- Mix blood well before testing.
- Collect blood from a slide.



3 Verify Blood Amount



4 Insert Blood Collector

Fully insert blood collector into shaker body. Twisting motion helps.



Note: All instances of the box or pouches in this insert are representative ONLY. Please refer to the packaging included with your specific kit.

pts Diagnostics

* Pouch illustrations may vary.


7 Insert Cartridge

- "Click" test cartridge into place.
- Analyzer and test cartridge codes must match.
- If codes do not match, call Customer Service at 1-877-870-5610.



8 Prepare Shaker

Remove shaker base.



9 Dispense Sample into Cartridge

- Ensure analyzer is on level surface.
- Push down completely to dispense diluted sample. Remove quickly.



Do not handle analyzer again until test is complete!

10 5 Minutes to Results



- This result cycle remains displayed for 15 minutes or until the next test cartridge is inserted.
- If "QCOK" is not displayed, please contact Customer Service or consult the troubleshooting section.

11 Dispose Cartridge / Save Analyzer

Dispose of in accordance with your biohazard procedures. Analyzer may be re-used until tests have been deleted. See "Storage and Handling" for disinfection and storage instructions.



NOTE: To run another test, use a new blood collector, shaker, and test cartridge from the same kit and return to Step 1.


Guide de procédure professionnel



A1CNow+[®]
Professional
Système multitest HbA1c


Introduction

- Exécutez le test avec toutes les pièces du kit de test à la même température au sein de la plage spécifiée.
- Si le kit a récemment été exposé à des températures élevées (supérieures à 28 °C/82 °F) ou été entreposé dans un réfrigérateur, laissez le kit à température ambiante pendant au moins une heure avant utilisation.
- N'exécutez pas le test en étant directement exposé aux rayons du soleil, sur des surfaces chaudes ou froides, ou à proximité de sources de chaleur ou de froid.
- Du matériel pour le contrôle qualité devrait être utilisé afin de s'assurer que la trousse d'analyse fonctionne correctement. Référez-vous à la notice du produit pour plus d'informations sur le moment approprié pour effectuer le test de contrôle.




5 Mélange

- Secouez vigoureusement 6 à 8 fois. Cela mélangera le sang et la solution.
- Placez le mélangeur à l'horizontale sur la table pendant la préparation de la cartouche.



Correspondance des numéros du lot


Utilisez le dispositif d'analyse uniquement avec l'équipement inclus dans le kit d'origine. Le dispositif d'analyse arrive à expiration après exécution du nombre de tests programmé. En cas d'insertion d'une autre cartouche de test, la mention « 00 TL » s'affiche sur l'écran.



6 Ouverture du sachet en pellicule d'aluminium de la cartouche*

Pour l'ouvrir, déchirez le sachet au niveau des entailles sur les flancs.

Mise en garde : N'ouvrez PAS ce sachet en pellicule d'aluminium avant cette étape. Utilisez la cartouche dans les 2 minutes suivant l'ouverture. Si la pellicule est endommagée, ne pas l'utiliser.



1 Ouverture du sachet plastique du mélangeur*

Déchirez le sachet plastique au niveau de la ligne perforée.



2 Prélèvement de sang

Méthode de prélèvement de sang capillaire au bout du doigt

- Utilisez votre propre lancette pour prélever le sang.
- Touchez délicatement la goutte de sang pour remplir.




OU

Méthode de prélèvement de sang veineux

- Mélangez correctement le sang avant d'effectuer le test.
- Prélevez le sang d'une lame de verre.




3 Contrôle de la quantité de sang



4 Insertion du dispositif de prélèvement sanguin

Insérez complètement le dispositif de prélèvement sanguin dans le corps du mélangeur. Un mouvement circulaire est conseillé.



8 Préparation du mélangeur

Retirez le socle du mélangeur.



9 Versez l'échantillon dans la cartouche

- Assurez-vous que le dispositif d'analyse est sur une surface plane.
- Appuyez complètement vers le bas pour verser l'échantillon dilué. Retirez rapidement.



Ne manipulez plus le dispositif d'analyse jusqu'à l'achèvement du test!

10 5 minutes pour un résultat



- Ce cycle de résultat reste affiché pendant 15 minutes ou jusqu'à l'insertion de la cartouche de test suivante.
- Se non si visualizza "QCOK", contattare l'assistenza clienti o consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi.

11 Mise au rebut de la cartouche / Conservation du dispositif d'analyse

Effectuez la mise au rebut conformément aux procédures en vigueur en matière de lutte contre les risques biologiques. Le dispositif d'analyse peut être réutilisé jusqu'à ce que les tests soient supprimés. Voir « Entreposage et manipulation » pour les instructions de désinfection et d'entreposage.



REMARQUE : pour effectuer un autre test, utilisez un autre dispositif de prélèvement de sang, un autre mélangeur, et une autre cartouche de test du même kit et reprenez à l'étape 1.

pts Diagnostics

* Les illustrations du sachet peuvent différer de la réalité.

