


# Overview & Quick Reference Guide



**AICNow® Self Check System**

**1 Open Plastic Pouch\***  
Do NOT open foil cartridge pouch until Step 6.

**2 Stick Finger**  
Wash hands or clean with alcohol and dry before testing.  
Remove cap and press lancet into finger.  
Gently squeeze finger to get adequate blood.

**3 Collect Blood**  
Gently touch blood collector to tip of blood drop to fill.  
Make sure collector is adequately filled.

**4 Insert Blood Collector**  
Fully insert blood collector into shaker body.  
Push hard while twisting to fully insert.

**5 Mix**  
Shake vigorously 6-8 times (about 5 seconds).  
This will mix the blood with the solution.  
Stand shaker on table while preparing cartridge.

**6 Open Foil Cartridge Pouch\* AFTER Blood Collection**  
Insert cartridge into analyzer immediately and use within 2 minutes.  
Tear foil pouch open at the notches on the sides.

**7 Insert Cartridge**  
Click test cartridge into place.  
Analyzer and test cartridge codes must match.  
If codes do not match, call Customer Service at +1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct) to walk you through the test.

**8 Prepare Shaker**  
Remove shaker base.

**9 Dispense Sample into Cartridge**  
Insert analyzer in seal surface.  
Push down completely to dispense diluted sample and remove in a continuous motion.  
Remove sampler from cartridge quickly.  
"RUN" will appear.

**10 5 Minutes to Results**  
Display reads "OC" (out of control).  
Display reads "67" (Result).  
Display reads "017L" (Result).  
If test fails.


**11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer**  
Dispose of cartridge in your household waste.  
Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "017L" if there is one test left and "001L" if you just used your last test.  
Record your AIC result in the result log in Step 12.  
Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.

**12 Log Result**  
Chart your progress here.  
Record your AIC results here, and bring this with you when you see your doctor. Mark down your AIC goal in the space provided.

**Result Interpretation**  
Do not take any decision of medical relevance without first consulting your healthcare practitioner.  
When this device is used for monitoring of an existing disease, adjust the treatment **only** if you have received the appropriate training to do so.

**Notes:** All instances of the box or pouches in this insert are representative ONLY. Please refer to the packaging included with your specific kit.

# Überblick & Kurzanleitung



**AICNow® Self Check System**

**1 Shaker-Kunststoffbeutel öffnen\***  
Öffnen Sie den Folien-Patronenbeutel ERST bei Schritt 6.

**2 In den Finger stechen**  
Vor dem Testen Hände waschen oder mit Alkohol reinigen und abtrocknen.  
Entfernen Sie die Verschlusskappe und drücken Sie die Lanzette in Ihren Finger.  
Den Finger leicht drücken, um ausreichend Blut zu erhalten.

**3 Blut entnehmen**  
Berühren Sie mit der Blutentnahmeverrichtung vorsichtig den Blutpfropfen, um diesen aufzunehmen.  
Achten Sie darauf, dass die Blutentnahmeverrichtung ausreichend gefüllt wird.

**4 Blutentnahmeverrichtung einführen**  
Setzen Sie die Blutentnahmeverrichtung vollständig in den Shaker ein.  
Stellen Sie den Shaker auf dem Tisch ab und bereiten Sie die Patrone vor.

**5 Mischen**  
Schütteln Sie 6-8 Mal kräftig (ca. 5 Sekunden lang). Dadurch wird das Blut mit der Lösung vermischt.  
Stellen Sie den Shaker auf dem Tisch ab und bereiten Sie die Patrone vor.

**6 Öffnen Sie den Folien-Patronenbeutel\* NACH der Blutentnahme**  
Führen Sie die Patrone ein, bis ein „Klick“ zu hören ist.  
Die Codes auf dem Analyzergelb und auf der Patrone müssen übereinstimmen.  
Wenn die Codes nicht übereinstimmen, rufen Sie den Kundendienst unter +1-877-870-5610 (in den USA und Kanada gebührenfrei) oder unter +1-317-870-5610 (Direktwahl) an.

**7 Patrone einsetzen**  
Führen Sie die Testpatrone ein, bis ein „Klick“ zu hören ist.  
Die Codes auf dem Analyzergelb und auf der Patrone müssen übereinstimmen.  
Wenn die Codes nicht übereinstimmen, rufen Sie den Kundendienst unter +1-877-870-5610 (in den USA und Kanada gebührenfrei) oder unter +1-317-870-5610 (Direktwahl) an.

**8 Shaker vorbereiten**  
Nehmen Sie die Basis vom Shaker ab.

**9 Probe in die Patrone abgeben**  
Stellen Sie sicher, dass sich das Analyzergelb auf einer ebenen Fläche befindet.  
Drücken Sie die Patrone ganz hinunter, um die verdünnte Probe zu verteilen, und entfernen Sie sie sofort danach wieder.  
Entfernen Sie die Probenentnahmeverrichtung rasch von der Patrone.  
"RUN" wird angezeigt.

**10 Ergebnisse in 5 Minuten**  
Das Analyzergelb wird 15 Minuten lang oder bis nach dem Einsetzen der nächsten Testpatrone angezeigt.  
Wenn „OC“ nicht angezeigt wird, ziehen Sie bitte den Abschnitt zur Fehlerbehebung zu Rate oder wenden Sie sich an den Kundendienst.


**11 Entsorgung der Patrone / Aufbewahrung des Analysegeräts**  
Sie können die Patrone im Hausmüll entsorgen.  
Bewahren Sie das Analyzergelb für weitere Tests auf. Das Analyzergelb zeigt beispielsweise „017L“ an, wenn ein Test übrig ist, und „001L“ wenn Sie nur noch letzten Test verbleibend haben.  
Halten Sie Ihr AIC-Ergebnis im Ergebnispapier auf Schritt 12 fest.  
Auf dem Analyzergelb wird das Ergebnis 15 Minuten lang angezeigt. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

**12 Protokoll-Ergebnis**  
Zeichnen Sie Ihren Fortschritt hier auf.  
Erfassen Sie Ihre AIC-Ergebnisse hier und nehmen Sie diese zum Termin bei Ihrem Arzt mit. Schneiden Sie Ihr AIC-Ziel in das dafür vorgesehene Feld.

**Auswertung des Testergebnisses**  
Treffen Sie keine medizinisch relevante Entscheidungen, bevor Sie mit Ihrem medizinischen Fachkraft gesprochen haben.  
Wenn dieses Gerät verwendet wird, um über einen bestimmten Wert zu überwachen, passen Sie die Behandlung **nur dann** an, wenn Sie eine entsprechende Schulung durchlaufen haben.

**Notes:** Hinweis: Verwenden Sie bei einem weiteren Test einen neuen Shaker, eine neue Blutentnahmeverrichtung, eine neue Testpatrone und Lanzette aus demselben Set und beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

# Présentation et guide de référence rapide



**AICNow® Self Check System**

**1 Ouvrez le sachet en plastique contenant l'agitateur\***  
N'ouvrez PAS le sachet contenant la cartouche avant l'étape 6.

**2 Effectuez le prélèvement au doigt**  
Lavez-vous les mains ou nettoyez-les à l'alcool, puis séchez les avant d'effectuer le test.  
Retirez le capuchon et appuyez sur la lancette pour piquer le doigt.  
Appuyez délicatement sur le doigt pour obtenir un volume de sang adéquat.

**3 Recueillir le sang**  
Pressez délicatement le collecteur de sang sur le dessus de la goutte de sang pour le remplir.  
Assurez-vous que le collecteur est correctement rempli.  
Appuyez délicatement sur le doigt pour obtenir un volume de sang adéquat.

**4 Insérez le collecteur de sang**  
Insérez entièrement le collecteur de sang dans le corps de l'agitateur.  
Exercez une pression adéquate tout en tournant pour une insertion complète.

**5 Mélangez**  
Agitez vigoureusement 6 à 8 fois (environ 5 secondes). Le sang se mélange alors avec la solution.  
Placez l'agitateur droit sur la table pendant la préparation de la cartouche.

**6 Ouvrez le sachet contenant la cartouche\* APRÈS le prélèvement de sang**  
Délicatement insérez la cartouche dans l'analyseur et déclipsez-la dans les deux minutes.  
Déclipez le sachet aux niveaux des encoches latérales pour l'ouvrir.

**7 Insérez la cartouche**  
Mettez en place la cartouche de test jusqu'à entendre un clic.  
Les codes de l'analyseur et de la cartouche de test doivent être identiques.  
Si les codes ne sont pas identiques, contactez le service clientèle au +1-877-870-5610 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou au +1-317-870-5610 (ligne directe).

**8 Préparez l'agitateur**  
Retirez la base de l'agitateur.

**9 Versez l'échantillon dans la cartouche**  
Assurez-vous que l'analyseur se trouve sur une surface plane.  
Appuyez complètement pour verser l'échantillon dilué et retirez-le en un mouvement continu.  
Retirez rapidement l'échantillon de la cartouche.  
La mention « RUN » s'affiche.

**10 Résultats en 5 minutes**  
Ce cycle de résultats est affiché pendant 15 minutes ou jusqu'à insertion de la cartouche de test suivante.  
Si « OC » ne s'affiche pas, reportez-vous à la section « Dépannage » ou contactez le service clientèle.


**11 Jetez la cartouche / conservez l'analyseur**  
Jetez la cartouche avec vos autres déchets ménagers.  
Conservez l'analyseur pour des tests ultérieurs.  
Analyseur affiché, par exemple, « 017L » si le reste plus qu'un test, et « 001L » si vous venez d'utiliser le dernier test.  
Enregistrez votre résultat AIC dans le journal des résultats de l'étape 12.  
L'analyseur affiche le résultat pendant 15 minutes, puis s'éteint automatiquement.

**12 Enregistrez le résultat**  
Consignez ici votre progression.  
Enregistrez les résultats de vos tests AIC sur cette feuille, puis apportez-la à votre prochaine consultation auprès de votre médecin. Indiquez votre objectif AIC dans la zone prévue à cet effet.

**Interprétation des résultats**  
Ne prenez aucune décision liée à votre santé sans d'abord consulter votre médecin agréé.  
Lorsque ce dispositif est utilisé pour contrôler une maladie existante, vous ne devez ajuster le traitement que si vous avez reçu la formation qui vous permet de le faire.

**Notes:** REMARQUE: Pour effectuer un nouveau test, utilisez un nouveau agitateur, un nouveau prélèvement sanguin, une nouvelle cartouche de test et une nouvelle lancette du même kit et retournez à l'étape 1.

# Panoramica e guida di riferimento rapido



**AICNow® Self Check System**

**1 Apertura della busta in plastica dell'agitatore\***  
NON aprire la busta in alluminio della cartoucia prima del Passaggio 6.

**2 Puntura del dito**  
Lavarsi le mani o disinfettarle con alcool e lasciare asciugare prima di eseguire il test.  
Rimuovere il cappuccio e premere la lancetta nel dito.  
Stringere delicatamente il dito per ottenere una quantità sufficiente di sangue.

**3 Prelievo di sangue**  
Posizionare delicatamente il raccoglitore sulla goccia di sangue per riempirlo.  
Assicurarsi che il raccoglitore di sangue sia riempito a sufficienza.

**4 Inserimento del raccoglitore di sangue**  
Inserire completamente il raccoglitore di sangue nel corpo dell'agitatore.  
Esercere una pressione a fondo per inserire completamente.

**5 Miscelare**  
Agitare energicamente 6-8 volte (per circa 5 secondi). In tal modo, il sangue verrà miscelato alla soluzione.  
Durante la preparazione della cartoucia, posizionare l'agitatore sul tavolo.

**6 Aprire la busta in alluminio della cartoucia\* DOPO la raccolta del sangue**  
Inserire immediatamente la cartoucia nell'analizzatore e utilizzarla entro 2 minuti.  
Aprire la busta in alluminio facendo leva sulle tacche laterali.

**7 Inserire la cartoucia**  
Inserire la cartoucia per test finché non si sente uno scatto.  
I codici dell'analizzatore e della cartoucia per test devono coincidere.  
Se i codici non coincidono, contattare il servizio clienti al numero +1-877-870-5610 (numero verde negli Stati Uniti e in Canada) o +1-317-870-5610 (linea diretta) per ottenere una spiegazione del test.

**8 Preparazione dell'agitatore**  
Rimuovere la base dell'agitatore.

**9 Erogazione del campione nella cartoucia**  
Assicurarsi che l'analizzatore sia posto su una superficie piana.  
Premere completamente verso il basso per erogare il campione diluito e rimuovere con un movimento continuo.  
Rimuovere rapidamente il campione dalla cartoucia.  
Comparsa della dicitura "RUN".

**10 Attendere 5 minuti per i risultati**  
Questo ciclo di risultati rimane visualizzato per 15 minuti o fino all'inserimento della cartoucia per test successivo.  
Se non si visualizza "OK", consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi e contattare il servizio clienti.

**11 Smaltimento della cartoucia / conservazione dell'analizzatore**  
Smaltire la cartoucia insieme ai rifiuti domestici.  
Conserve l'analizzatore per ulteriori test.  
Ad esempio, quando questo dispositivo visualizza il messaggio "017L" in caso di un test rimanente "017L" si può utilizzare l'ultimo test.  
Registrare il risultato dell'AIC nell'apposito registro del Passaggio 12.  
L'analizzatore visualizza il risultato per 15 minuti, poi si spegne automaticamente.

**12 Registrazione del risultato**  
Registrare qui i progressi.  
Registrare qui i risultati dell'AIC e portarli con sé quando si va dal medico curante. Segnare l'obiettivo di AIC nello spazio indicato.

**Interpretazione dei risultati**  
Non prendere alcuna decisione di carattere clinico senza aver prima consultato il professionista sanitario.  
Quando questo dispositivo viene utilizzato per il monitoraggio di una malattia esistente, modificare il trattamento solo se si è in possesso di una formazione adeguata.

**Notes:** Nota: per eseguire un altro test, utilizzare un nuovo agitatore, un nuovo raccoglitore di sangue, una nuova cartoucia per test e una nuova lancetta dello stesso kit e tornare al Passaggio 1.

