

Quantity: One Pair  
Cantidad - Un par  
Quantité - Une paire

ez adjust  
aluminum crutches  
Push-Button/Adjustable Fully Assembled

ez ajusta  
muletas de aluminio  
Botón de presión / Ensamblado  
totalmente ajustable

ez ajuston  
béquilles en aluminium  
Avec boutons - poussoirs / Ajustables et  
complètement assemblées

drive  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM



10430-1  
Adult

Patient Height  
5'2" to 5'10"

10430-1  
Adulto

Altura del  
paciente  
5'2" to 5'10"

10430-1  
Adulte

Hauteur du  
patient  
5'2" to 5'10"



10431-1  
Youth

Patient Height  
4'6" to 5'2"

10431-1  
Joven

Altura del  
paciente  
4'6" to 5'2"

10431-1  
Enfant

Hauteur du  
patient  
4'6" to 5'2"



10432-1  
Tall

Patient Height  
5'10" to 6'6"

10432-1  
Alto

Altura del  
paciente  
5'10" to 6'6"

10432-1  
Grande  
taille

Hauteur du  
patient  
5'10" to 6'6"



### CAUTIONS:

- Use after proper training under the direction of your Doctor or Physical Therapist.
- Replace Crutch Tips if worn.
- Use extra caution on wet and slippery surfaces.

### PRECAUCIONES:

- Usar luego del entrenamiento apropiado bajo la dirección de su doctor o terapeuta físico.
- Reemplace las puntas de la muletas si están desgastadas.
- Tenga mayor precaución en superficies húmedas y resbaladizas.

### MISE EN GARDE:

- N'utiliser qu'après avoir été instruit par votre médecin ou kinésithérapeute.
- Remplacer l'embout de la béquille quand celui-ci est usé.
- Exercer une grande vigilance lors d'une utilisation sur des surfaces humides ou glissantes.


LATEX FREE  
LIBRE DE LATEX  
LIBRE A LATEX

made in china  
hecho en china  
fabriqué en chine

## For maximum fit and assembly, see instructions below:

1. Height: Adjust height by pressing both push-buttons, rotating foot-piece, and pulling down until desired patient height is obtained. To help in doing this, the foot-piece has a circular ring marked to indicate location of push-button. Rotate foot-piece again until both push buttons snap back into place.

2. IMPORTANT SAFETY FEATURE WHEN ADJUSTING HANDLE HEIGHT:




Unlock both blue euro-style clips on hand grip by using thumbs and pressing outward on thumb tab. Set hand grip by placing underarm pad under armpit and sliding hand grip so that the elbow has a 10° bend. When correct position is achieved, lock euro-style clips in place by inserting into positioning hole and locking push tab.

3. Safety Check: With crutches positioned per diagram below, confirm patient can lean forward comfortably while resting on the underarm supports. Patient should not have to stand uncomfortably erect. Ensure push-buttons on bottom adjustment tube are firmly in place and euro-style clips are in the locked position.

## Para una perfecta adecuación y ensamblaje, ver las instrucciones siguientes:

1. Altura: Ajuste la altura presionando ambos botones de presión, rotando la pieza de la base y bajando hasta obtener la altura deseada para el paciente. Como ayuda para realizar esto, la pieza de la base tiene un anillo circular marcado para indicar la ubicación del botón de presión. Gire la pieza de la base nuevamente hasta que ambos botones de presión recuperen su lugar.

2. IMPORTANTE CARACTERISTICA DE SEGURIDAD CUANDO SE AJUSTA LA ALTURA DE LA MANIJA.



Desbloquee ambos clips azules estilo euro que se encuentran en la agarradera, usando los pulgares y presionando hacia afuera en la pestaña del pulgar. Fije la agarradera al colocar la almohadilla de la axila debajo de la axila y deslizando la agarradera de manera que el codo quede doblado con un ángulo de 10°. Cuando logre la posición correcta, asegure los clips estilo euro en su


lugar al introducirlos en el hoyo que les corresponde y bloqueando las pestañas de presión.

3. Control de seguridad: Con las muletas colocadas como muestra el diagrama de abajo, confirme que el paciente pueda apoyarse hacia delante de manera cómoda mientras descansa en el soporte del antebrazo. El paciente debe sentirse cómodo cuando esté parado. Asegurese que los botones en la parte inferior del tubo estén firmemente en su lugar y los broches de estilo euro se encuentren cerrados en su posición.

## Pour un meilleur ajustement et montage, voir les instructions ci dessous :

1. Hauteur : Ajustez la hauteur en pressant sur les deux boutons - poussoirs à la fois, tirez sur le pied en tournant jusqu'à atteindre la hauteur désirée. Pour faciliter cette opération, le pied a une bague circulaire pour indiquer la place du bouton - poussoir. Tournez sur le pied de nouveau jusqu'à ce que les deux boutons - poussoirs cliquent en place.

2. LA CARACTERISTIQUE DE SECURITE IMPORTANTE EN REGLANT LA HAUTEUR DE POINNEE:



Détachez les deux attaches euro-style bleues sur les poignées à l'aide de vos pouces, en poussant les taquets vers l'extérieur. Ajustez la poignée en plaçant l'appui de l'aisselle sous l'aisselle, et en déplaçant la poignée de manière à ce que le coude fasse un angle de dix degrés. Lorsque vous aurez obtenu la position désirée, verrouillez les attaches euro-style en les insérant dans les tous, et en enfonçant les taquets.

3. Vérification : Avec les béquilles en position comme sur la figure ci-dessous, assurez-vous que le patient puisse se pencher confortablement tout en reposant sur les supports d'aisselles. Le patient doit se sentir à l'aise en position debout. Garantisiez que les boutons sur le tube d'ajustage de fond sont fermement dans l'endroit et euro-creent des clips sont dans la position fermee.

crutch fitting position  
posición adecuada de la muleta  
position pour l'ajustement des béquilles

